



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Массажный коврик-миостимулятор**

**EMS FOOT MAT**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание технологии .....	3
2. Зарядка устройства .....	3
3. Использование устройства .....	3
4. Меры предосторожности .....	3
5. Технические характеристики .....	5
6. Комплектация .....	5

## **1. Описание технологии**

Миостимуляция – это процедура воздействия на мышцы с помощью электрического тока малой мощности с целью их укрепления. Процедуру проводят с помощью специальных устройств. Это аппараты для миостимуляции тела. Они воздействуют на организм импульсным током. Данный миостимулирующий коврик обеспечивает приток крови к ступням и укрепляет здоровье пациентов.

## **2. Зарядка устройства**

Подключите USB-кабель к контроллеру, а затем к адаптеру питания или компьютеру.

Пока устройство заряжается, горит индикатор на основном контроллере.

## **3. Использование устройства**

1. Снимите крышку батарейного отсека с пульта дистанционного управления.
2. Установите батарею CR-2032, соблюдая полярность.
3. Подключите контроллер к коврику.
4. Встаньте босыми ногами на коврик.
5. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл контроллера. Должен загореться индикатор.
6. На пульте дистанционного управления нажмите кнопку Режим, чтобы переключиться между режимами.
7. Отрегулируйте интенсивность воздействия стрелками Вверх и Вниз. Производитель рекомендует для начала установить минимальное воздействие, а затем, когда мышцы адаптируются, отрегулировать на подходящий для вас уровень

## **4. Меры предосторожности**

Не используйте миостимулирующий коврик, чтобы снять недиагностированную боль. Перед лечением любого вида боли проконсультируйтесь с терапевтом. Для безопасного использования внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Используйте коврик только для ног.

## **Советы по использованию**

- Используйте низкую интенсивность и короткую продолжительность, чтобы подготовить мышцы и избежать перестимуляции.
- Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Этот продукт не является водонепроницаемым. Не опускайте его в воду и не мойте водой.
- Не используйте устройство, если есть растяжения или травмы стопы, подошвы, голеностопного сустава, ахиллесового сухожилия и голени.

## **Прочие важные меры безопасности:**

1. Используйте это устройство только для физиотерапии.
2. Используйте только аксессуары, поставляемые с ковриком для ног.
3. Не используйте это устройство в местах с высокой влажностью, например в ванной.
4. Не перегружайте электрическую розетку.
5. Если устройство неисправно, отключите его от источника питания и обратитесь в службу поддержки клиентов.
6. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Это приведет к аннулированию гарантии.
7. Не допускайте контакта устройства с металлическими предметами.

## **Запрещено использование для следующих категорий людей:**

- Люди с ритмоводителем сердца или вживленным дефибриллятором;
- Беременным;
- Людям, страдающим от глубокого тромбоза вен;
- Людям с повышенным кровяным давлением;
- Людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.

## 5. Технические характеристики

- Питание коврика: литиевая батарея 3,7 В;
- Питание пульта: CR2032х1 шт;
- Макс. выходное напряжение: 54 В;
- Выходной ток: 0–45 мА;
- Рабочая температура: 15 °С – 35 °С;
- Автоматическое выключение: 15 мин;
- Воздействие: 10 уровней;
- Размеры коврика: 310х300 мм;
- Размеры пульта: 37х75 мм;

## 6. Комплектация

- Миостимулирующий коврик – 1 шт;
- Пульт ДУ – 1 шт;
- USB-кабель – 1 шт;
- Инструкция – 1 шт;
- Батарея CR2032 – 1 шт.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**